

ÚČEL POUŽITÍ

Osteosyntetické implantáty sú určené na stabilizáciu a fixáciu reponovaných fragmentov kostí pri prirodzenom hojení zlomenín. S ich pomocou sa má dosiahnuť zhojenie zlomeniny s požadovanou polohou kostí.

VŠEOBECNÉ POKYNY

Opätovné spracovanie implantátu nie je povolené, ak už bol implantát v kontakte s pacientom alebo bol kontaminovaný.

MATERIÁL

Osteosyntetické implantáty sa vyrábajú z čistého titánu alebo zliatin titánu. Materiály zodpovedajú norme ISO 5832-2 a ISO 5832-3 pre titán, príp. pre zliatiny titánu. Použitý materiál je vidieť na etikete balenia.

Chemické zloženie		
Limitný obsah % (hmotnostný podiel)		
Prvok	Titán podľa EN ISO 5832-3, kvalita 5 (Ti6AL4V)	Titán podľa EN ISO 5832-2, kvalita 2 (TiCP)
Hliník	5,5 až 6,75 %	-
Vanád	3,5 až 4,5 %	-
Železo	max. 0,3 %	max. 0,30 %
Kyslík	max. 0,20 %	max. 0,25 %
Uhlík	max. 0,08 %	max. 0,08 %
Dusík	max. 0,05 %	max. 0,03 %
Vodík	max. 0,015 %	max. 0,0125 %
Titán	zvyšok	zvyšok

IDENTIFIKÁCIA IMPLANTÁTU A ZAISTENIE SLEDOVATEĽNOSTI

Označenie produktu a etiketovanie umožňujú identifikáciu produktu. LOT čísla uvedené na etiketách sa musia preniesť do záznamu o operácii.

PORADENSTVO V OBLASTI SKLADOVANIA

Originálne balenie, čisté, suché, bez priameho slnečného žiarenia. Musí sa zabezpečiť, aby sa sterilná bariéra počas skladovania nezmenila alebo nepoškodila.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE CHIRURGA



Všetky osteosyntetické implantáty dodané firmou Hofer GmbH & Co KG (HOFER) sa používajú v úrazovej chirurgii, traumatológii a ortopédii. Implantát slúži na dočasnú stabilizáciu do dosiahnutia kostného spojenia. Ako iné dočasné systémy osteosyntetických implantátov majú aj implantáty spoločnosti HOFER obmedzenú dobu funkcie. Pre zhodnotenie stabilizácie kostných podielov a stavu komponentov implantátu je preto mimoriadne dôležitá pooperačná starostlivosť. Aj pri úplnej konsolidácii kostí môže napriek tomu dôjsť k ohnutiú, zlomeniu alebo uvoľneniu komponentov implantátu. Pacient musí byť preto informovaný o tom, že ohnutie, zlom alebo uvoľnenie komponentov implantátu sa môžu vyskytnúť aj vtedy, keď postupuje podľa rehabilitačných odporúčaní.

Po zhojení kosti nemajú už tieto implantáty žiadnu funkciu a môžu sa odstrániť. Možnosť druhého chirurgického zákroku treba s pacientom prediskutovať, rovnako ako riziká spojené s druhou operáciou. Pri akomkoľvek rozhodnutí o odstránení implantátu musí operatér zohľadniť celkový zdravotný stav pacienta a s tým spojené potenciálne riziko spojené pre pacienta s druhým chirurgickým zákrokom.

Ak sa implantáty zlomia, lekár rozhodne o ich opätovnom odstránení, pretože pri posúdení rizík treba zohľadniť stav pacienta a prítomnosť zlomeného implantátu.




V dôsledku chýbajúcich znalostí alebo skúseností s použitými systémami môže dôjsť ku komplikáciám.

SPRÁVNE ZABLOKOVANIE UHLOVO STABILNÝCH INTEOS SKRUTIEK MONOAXIÁLNE A POLYAXIÁLNE



Pri otáčaní skrutiek cítiť nárast krútiaceho momentu, keď sa hlava skrutky skrutkuje do dlahy (pozri fáza zavádzania A na grafe). Až potom (oblasť "B" v grafe) dôjde vďaka pevnému dotiahnutiu k vlastnému zablokovaniu. Zablokovanie skrutiek bolo vykonané správne až vtedy, keď je hlava skrutky v rovine s povrchom dlahy (pozri oblasť "B" v grafe, príp. obr. 1 a obr. 3). Ak je viditeľný alebo citeľný presah hlavy skrutky (obr. 2 a obr. 4), musí sa ešte raz dotiahnuť až do úplného zablokovania. Pevnosť uhlovo stabilného zablokovania vo vychýlenom stave je menšia ako pri nevychýlenom zaskrutkovaní. Viacnásobnému zaskrutkovaniu a vyskrutkovaniu skrutiek v kosti by sme sa mali vyhnúť, pretože sa tým poškodzuje materiál kosti a ukotvenie skrutky môže oslabiť byť oslabené.

Pri použití možného obmedzovača krútiaceho momentu sú v závislosti od typu skrutky použiteľné nasledujúce uťahovacie momenty:

-  Skrutky s veľkosťou S, priemer hlavy \varnothing 3,0 mm
Blokovací krútiaci moment M_{Lock} 0,7 Nm
-  Skrutky s veľkosťou M, priemer hlavy \varnothing 4,0 mm
Blokovací krútiaci moment M_{Lock} 1,5 Nm
-  Skrutky s veľkosťou L, priemer hlavy \varnothing 5,5 mm
Blokovací krútiaci moment M_{Lock} 2,0 Nm

STERILITA

Implantáty sa dodávajú v sterilnom stave (sterilizácia žiarením, symbol **STERILE R** na štítku) a zostávajú sterilné, kým je sterilný obal (vonkajšie sťahovacie vrecko so štítkom) uzavretý a nepoškodený. Pred použitím sa musí skontrolovať neporušenosť každého sterilného balenia. Implantáty sa nesmú používať, ak je obal poškodený alebo uplynul dátum použiteľnosti.

ČISTENIE A DEZINFEKCIA

Dodanie implantátov je sterilné, implantáty sa nemusia čistiť, dezinfikovať ani sterilizovať.

LIKVIDÁCIA

Pri likvidácii treba postupovať podľa aktuálne platných smerníc prevádzkovateľa nemocnice.

INFORMÁCIE O NEBEZPEČENSTVE, BEZPEČNOSTNÉ OPAČENIA A MOŽNÉ VEDĽAJŠÍ ÚČINKY TÝKAJÚCE SA SYSTÉMOV DOČASNÝCH KOVOVÝCH IMPLANTÁTOV

Nasledujúcim informáciám o nebezpečenstve, bezpečnostným upozorneniam a vedľajším účinkom musí chirurg čo najpresnejšie rozumieť a vysvetliť ich pacientovi. Tieto varovania neobsahujú všetky vedľajšie účinky spojené vo všeobecnosti s chirurgickým zákrokom, skôr ide o úvahy, ktoré sú obzvlášť dôležité pre implantátové systémy z kovu. Vo všeobecnosti treba chirurgické riziká pacientovi vysvetliť pred chirurgickým zákrokom.

INFORMÁCIE O NEBEZPEČENSTVE


- 1) **Implantáciu implantátov HOFER môžu vykonávať iba chirurgovia, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu a skúsenosti v odbore ortopédie alebo traumatológie** zodpovedajúce stavu lekárskej vedy v tomto odbore a príslušnú praktickú prípravu. Samotný obsah tohto informačného listu a návod na operáciu nestačia pre vykonanie operácií. Podrobné informácie týkajúce sa použitia nájdete v príslušných lekárskejších príručkách, návode na príslušnú operáciu alebo v školiacich dokumentoch. Aby sa predišlo možným komplikáciám, mali by sa aj operatéri s praxou v ortopédii a traumatológii naučiť potrebným technikám od chirurga, ktorý je oboznámený so systémom, alebo prostredníctvom špecifického školenia s praktickým návikom na modeli.
- 2) **Operatér a klinický personál musia byť plne oboznámení s lekárskejšími a chirurgickými aspektmi implantátu HOFER** a musia sa dobre vyznať v mechanických a metalurgických obmedzeniach, ako aj kombinovateľnosti a správnej manipulácii s chirurgickými kovovými implantátmi. Tieto systémy nie sú určené ani ako jediný mechanizmus pre podporu kostrového systému, ani sa to od nich neočakáva. Bez ohľadu na etiológiu, pre ktorú bolo rozhodnuté o implantácii týchto systémov, sa očakáva a je potrebné plánovať a dosiahnuť vystuženie kostí. Pri tomto druhu implantátov je pravdepodobné zlyhanie, keď sa nepoužije kostná hmota alebo keď sa vyvinie pseudoartróza. Bez solídnej biologickej podpory nemožno očakávať, že implantátové systémy poskytnú podporu po neurčitú dobu; implantátové systémy môžu rôznymi spôsobmi zlyhať, o. i. to môže byť porucha kontaktnej plochy kosť – kov, zlom implantátu alebo zlyhanie kosti. Na základe anatómiou podmienených obmedzení a napriek moderným chirurgickým materiálom nemôže byť funkcia kovových implantátov zaručená bez obmedzenia.
- 3) **Komponenty systému HOFER sa nesmú používať spolu s komponentmi iných výrobcov**, pokiaľ sa na to špeciálne neupozorňuje.
- 4) **Výber správnej veľkosti implantátu je nanajvýš dôležitý.** Pri výbere implantátu treba o. i. zohľadniť telesnú hmotnosť, stupeň aktivity a stav materiálu kostí pacienta. Kým správny výber môže pomôcť zlepšiť klinický výsledok, o ktorý sa usilujeme, a minimalizovať riziká, z veľkosti a tvaru ľudských kostí vyplývajú obmedzenia, pokiaľ ide o veľkosť, tvar a pevnosť implantátov. Implantačnú metódu

treba zvoliť podľa stavu vedy v tejto oblasti. Skrutky INTEOS sa nesmú používať ako skrutky bez podložky.

- 5) **Implantáty sa môžu zlomiť, keď sú v dôsledku oneskoreného alebo nekonsolidovaného spevnenia vystavené silnejšiemu zaťaženiu.** Implantátové systémy slúžia na rozloženie záťaže, aby bolo zaistené správne postavenie až do normálneho zotavenia. Ak hojenie nastane neskôr alebo nenastane vôbec, môže sa implantát v dôsledku únavy materiálu zlomiť. Pre životnosť implantátu sú okrem iného rozhodujúce stupeň stabilizácie, zaťaženie hmotnosťou a stupeň aktivity. Zárezy, škrabance alebo ohnutia implantátu v priebehu operácie môžu takisto prispieť k jeho predčasnému zlyhaniu. Pacienti by mali byť úplne informovaní o rizikách zlyhania implantátu.
- 6) **Použitie rôznych kovov môže vyvolať koróziu.** Určitý stupeň korózie sa vyskytuje pri všetkých implantovaných kovoch a zliatinách. Pôsobenie korózie na kovové implantáty je vo všeobecnosti veľmi nízke, podmienené prítomnosťou pasívnych povrchových povlakov. Kontakt rôznych kovov, ako je titán a ušľachtilá oceľ, zrýchľuje proces korózie ocele a materiál sa viac narušuje. Výskyt korózie môže zrýchliť zlyhanie implantátu v dôsledku únavy materiálu. Množstvo kovových zložiek uvoľňovaných do organizmu sa tým takisto zvyšuje. Interné fixačné komponenty ako tyče, háky, skrutky, doštičky atď., ktoré sa dostanú do kontaktu s inými kovovými objektmi, musia byť z podobných alebo kompatibilných materiálov.
- 7) **Výber pacientov** Pri výbere pacientov pre implantátové systémy môžu mať pre neskorší úspech liečby mimoriadny význam:
 - A) **Hmotnosť pacienta:** Pacient s nadváhou alebo obézny pacient môže implantát zaťažiť natoľko, že dôjde k jeho zlyhaniu a operácia bude neúspešná.
 - B) **Zamestnanie, príp. aktivita pacienta.** Ak do súkromných aktivít alebo profesionálnej činnosti pacienta patrí zdvíhanie ťažkých bremien, zaťažovanie svalstva, otáčanie tela, opakujúce sa skláňanie, ohýbanie, beh alebo manuálne práce, je potrebné sa týchto činností vyvarovať až do úplného zahojenia kostí. Dokonca aj po úplnom uzdravení pacient nie je za určitých okolností schopný opäť úspešne vykonávať tieto činnosti.
 - C) **Citlivosť, duševná choroba, alkoholizmus alebo drogová závislosť alebo závislosť na liekoch.** Tieto okolnosti môžu prispieť k tomu, že sa pacient rozhodne ignorovať nevyhnutné obmedzenia a preventívne opatrenia, čo môže mať za následok zlyhanie implantátu alebo iné komplikácie.
 - D) **Niektoré degeneratívne ochorenia.** V niektorých prípadoch môže byť degeneratívne ochorenie v čase implantácie natoľko pokročilé, že je očakávaná životnosť implantátu výrazne znížená a v prípade osteoporózy nemožno dosiahnuť potrebnú fixáciu. V takých prípadoch môžu ortopedické pomôcky degeneráciu iba oddialiť alebo dočasne zastaviť.
 - E) **Citlivosť na cudzie teleso.** Upozorňujeme na to, že žiadny predoperačný test nemôže úplne vylúčiť možnosť citlivosti alebo alergickej reakcie. Aj v prípade, že implantát je už nejakú dobu v tele, môže dôjsť k precitlivenosti pacienta alebo k alergii.
 - F) **Fajčenie.** U fajčiarov bola zistená vyššia miera pseudoartrózy po chirurgických zákrokoch, pri ktorých boli použité kostné implantáty. Okrem toho bola u fajčiarov pozorovaná difúzna degenerácia platničiek. V dôsledku fajčenia vzniknutá progresívna degenerácia susedných segmentov môže mať za následok neskoršie klinické poruchy (periodicky sa objavujúca bolesť), aj keď spočiatku došlo k úspešnej tvorbe kosti a klinickému zlepšeniu.

PREVENTÍVNE OPATRENIA

Nepoužívajte opakovane!

-  **Nepoužívajte opakovane!**
Všeobecne platí, že chirurgické implantáty sa nesmú nikdy používať opakovane. Explantovaný kovový implantát sa nesmie použiť znova. Aj keď sa implantát javí ako nepoškodený, môže mať malé chyby a neviditeľné nadmerné prepätia, ktoré môžu viesť k predčasnému opotrebeniu. To platí aj pre implantáty, ktoré sa museli z akéhokoľvek dôvodu vymeniť počas operácie. **Príprava implantátu nie je dovolená, ak už bol v kontakte s pacientom alebo bol kontaminovaný krvou, tkanivom alebo telesnými tekutinami. V prípade nerešpektovania tohto upozornenia výrobca vylučuje akúkoľvek záruku.** Následky opätovného použitia (nasledujúci zoznam následných účinkov je potrebné chápať ako zoznam príkladov a nerobí si nárok na úplnosť).
 - Zlyhanie implantátu
 - Znečistenie
 - Nepresnosť pri vsadení
- Správna manipulácia s implantátom je veľmi dôležitá.** Kovové implantáty sa majú formovať iba s nástrojmi určenými na tento účel. Chirurg by mal pri tvarovaní zabrániť zárezom, škrabancom a viacnásobnému ohýbaniu výrobku dopredu a dozadu, pretože sa tým podstatne znižuje mechanická pevnosť a môže dôjsť k zlyhaniu implantátu.
- Odstránenie implantátu po uzdravení.** V prípade, že sa systém po plánovanom použití neodstráni, môžu sa jednotlivé alebo spoločne vyskytnúť nasledujúce komplikácie: (1) korózia s lokálnou reakciou tkaniva alebo bolesťou; (2) zmena v polohe implantátu a z nej vyplývajúce zranenia; (3) riziko ďalšieho zranenia v dôsledku pooperačnej traumy; (4) ohnutie, uvoľnenie a/alebo zlomenie, čo sťažuje alebo znemožňuje odstránenie; (5) bolesť, nepohodlie alebo abnormálne pocity spôsobené prítomnosťou produktu; (6) zvýšené riziko infekcie a (7) úbytok kostnej hmoty v dôsledku ochrany pred záťažou. Lekár by mal pred odstránením implantátu starostlivo zvážiť riziká a prínosy. Po odstránení implantátu je potrebné sa vyhnúť následným zlomeninám adekvátnou pooperačnou starostlivosťou. U starších alebo menej aktívnych pacientov lekár môže eventuálne upustiť od odstránenia implantátu, aby sa vylúčili riziká spojené s druhou operáciou. Okrem toho sa musí dbať na to, že titán vykazuje vo všeobecnosti veľmi dobré vlastnosti, pokiaľ ide o vrastanie. Najmä u mladých pacientov môže titán vytvoriť s kosťou veľmi pevné spojenie. Ak sa plánuje odstránenie implantátu, mal by byť implantát odstránený, len čo je to z klinického hľadiska bezpečné. Odstránenie sa môže sťažiť v prípade, že implantát je poškodený, alebo v prípade, že nie je správne vsadený alebo vykazuje známky opotrebenia.
- Pacient musí byť čo najpresnejšie informovaný.** Pooperačná klinická starostlivosť a schopnosť pacienta riadiť sa pokynmi, sú najdôležitejšími aspektmi úspešného hojenia kosti. Pacient si musí byť vedomý obmedzení, ktoré má implantát, a dodržiavať pokyny, vyhnúť sa fyzickým aktivitám, príp. obmedzeniam, najmä zdvíhaniu a rotačným pohybom, ako aj účasti na športových aktivitách. Pacient si musí byť vedomý toho, že kovový implantát nie je taký silný ako normálna zdravá kosť a že v dôsledku nadmernej záťaže a pri dodržiavaní obmedzení - najmä pri neúplnom zhojení kosti - môže dôjsť k uvoľneniu, ohýbaniu a/alebo zlomeniu. Posunutie alebo poškodené implantáty môžu migrovať a poškodiť nervy a cievy. Aktívny, oslabený alebo dementný pacient, ktorý nevie primerane využiť odľahčujúce pomôcky, je v pooperačnej rehabilitácii obzvlášť ohrozený.
- Správne umiestnenie implantátu.** Pri použití implantátov je potrebné dbať zvlášť na to, že na základe blízkosti vaskulárnych a neurologických štruktúr k miestu implantátu hrozí pri použití tohto produktu nebezpečenstvo ťažkého alebo smrteľného krvácania a neurologického poškodenia.

K ťažkému alebo smrteľnému krvácaniu môže dôjsť, keď dôjde k erodovaniu veľkých ciev, k ich prepichnutiu počas implantácie alebo poškodeniu z dôvodu zlomenia alebo migrácie implantátov alebo keď sú cievy pulzálne erodované z dôvodu blízkej apozície implantátov.

- Nástroje.** Osteosyntetické implantáty môžu byť implantované len pomocou na to určených nástrojov.
- Pred použitím skontrolujte.** Musí sa skontrolovať neporušenosť sterilného obalu (vonkajšieho vrecúška so štítkom). Ak dôjde k poškodeniu sterilného obalu, napr. chýbajúci podtlak, roztrhnutie alebo prerušenie tesniaceho spoja, sterilitu implantátu nemožno zaručiť. Okrem toho je potrebné pred implantáciou skontrolovať, či implantáty nemajú chyby, trhliny, zárezy alebo iné poškodenia. Implantáty, ktoré nevyhovujú, sa musia odmietnuť.
- Interakcie so zobrazovacími metódami:** Magnetický rezonančný tomograf (MRT): Kovové implantáty vytvárajú na svojej periférii obrazové artefakty, ktoré môžu rušiť vyšetrenie. Všeobecne možno očakávať dobrú znášateľnosť. Avšak nastavenie parametrov počas rádiologického vyšetrenia, ktoré sú mimo vplyvu výrobcu, môže túto znášateľnosť ovplyvniť aj negatívne, takže nemožno predložiť žiadne záväzné vyjadrenie o znášateľnosti. Počas celej doby by sa mal presne sledovať možný vývoj teploty implantátu. V prípade pochybností konzultujte vopred s výrobcom zariadenia.
- Postupujte podľa pokynov na obale.**

MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY (bez nároku na úplnosť)

- Ohnutie alebo zlomenie implantátu (zlyhanie implantátu).
- Uvoľnenie implantátu a možná strata stability
- Precitlivosť na kov alebo alergia na cudzie telesá
- Raná alebo neskorá infekcia
- Zlé alebo oneskorené tuhnutie faktúr
- Zníženie hustoty kostnej hmoty tienením napätia
- Bolesti, ťažkosti alebo nefyziologickej pocity v dôsledku prítomnosti implantátu a bolestivý syndróm (CRPS)
- Poškodenie nervov v dôsledku chirurgickej traumy alebo prítomnosti implantátu. Ťažkosti, vrátane funkčnej poruchy čriev a/alebo močového mechúra, impotencia, retrográdna ejakulácia a parestézia.
- Burzitída.
- Obrna, príp. pohybové obmedzenia.
- Poškodenie ciev v dôsledku chirurgickej traumy alebo internej fixácie. Poškodenie ciev môže viesť k život ohrozujúcemu alebo letálnemu krvácaniu. Nesprávne umiestnené implantáty v blízkosti veľkých ciev môžu tieto cievy poškodiť a vyvolať život ohrozujúce krvácanie v neskorej pooperačnej fáze.
- Uvoľnenie skrutiek s možným uvoľnením implantátu a/alebo nová operácia za účelom odstránenia systému.
- Poškodenie lymfatických ciev a/alebo exsudácia lymfatickej tekutiny.
- Zlomenina kosti.
- Tendinitída a ruptúra šľachy
- Strata repozície
- Artrózy, príp. pseudoartrózy
- Intraartikulárne skrutky
- Opuchy
- Poruchy senzibility
- Smrť.

Závažné udalosti, ku ktorým došlo v súvislosti so zdravotníckym produktom Hofer, sa musia hlásiť príslušnému národnému orgánu pre monitorovanie zdravotníckych výrobkov a výrobcovi.

OBMEDZENIE ZÁRUKY A VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI: PRODUKTY SPOLOČNOSTI HOFER PODLIEHAJÚ PRI DODÁVKE PRVÉMU KUPUJÚCEMU ZÁRUKU ZA CHYBY MATERIÁLU A VÝROBNÉ CHYBY. ĎALŠIE VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ ZÁRUKY, VRÁTANE ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, SA TÝMTO VYLÚČUJÚ.

KONTRAINDIKÁCIE PLATNÉ PRE VŠETKY SKUPINY PRODUKTOV

Absolútne kontraindikácie:

- Možná alebo existujúca precitlivosť na materiál
- Použitie na chrbticu

Relatívne kontraindikácie:

- Infekcie alebo zápaly (akútne, chronické, lokálne)
- Znížené prekrvenie postihnutého miesta
- Znížená stabilita kostí pre správnu fixáciu implantátu
- Pacienti málo rešpektujúci alebo nedodržiavajúci pooperačné rehabilitačné odporúčania
- Obezita
- U kostných dláh, skrutiek s otvorom a kompresných skrutiek OSTYS: pacienti s ešte otvorenými rastovými štrbinami
- Nedostatočné krytie mäkkých tkanív
- Otvorené znečistené fraktúry s nedostatočnou možnosťou čistenia

Možné ďalšie kontraindikácie sú uvedené pri príslušných skupinách produktov.

Produktová skupina	Indikácie a kontraindikácie
Systém INTEOS Minifragment Základný UDI DI: 9009728Minifragment7T 716-13x-0xx-0xx-S 776-1xx-xxx-0xx-S	Indikácie <ul style="list-style-type: none"> • fixovanie fraktúr malých kostí a malých úlomkov kostí ruky
Systém rovných dláh / Dlahá rúrková tretinová Základný UDI DI: 9009728Straight_PlatesSD 730-110-100-0xx-S HS GP Rovná dlahá 730-110-135-xxx-S HS GP 3.5 Rovná dlahá 730-100-135-xxx-S INTEOS HDRS 3.5 Dlahá rúrková tretinová 730-100-100-0xx-S HDRS Dlahá rúrková tretinová 730-112-135-0xx-S INTEOS HS GP 3.5 Rovná dlahá ws vv H-2 730-114-135-0xx-S INTEOS HS GP 3.5 Rovná dlahá ws vv H-4 770-190-030-001-S HS3.0 Podložka nws	Indikácie pre rovnú dlahu HS GP r <ul style="list-style-type: none"> • diafysárne fraktúry vretennej kosti, lakťovej kosti a kosti lýtkovej Indikácie pre INTEOS HS GP 3.5, INTEOS HDRS 3.5 rúrkovú tretinovú dlahu <ul style="list-style-type: none"> • diafysárne fraktúry kosti lýtkovej a kosti ramennej Indikácie pre HDRS rúrkovú tretinovú dlahu, INTEOS HS GP 3.5 rovnú dlahu ws vv H-2 <ul style="list-style-type: none"> • diafysárne fraktúry kosti vretennej, kosti lakťovej, kosti lýtkovej a 1. metatarzu Indikácie pre INTEOS HSGP 3.5 rovnú dlahu ws vv H-4 <ul style="list-style-type: none"> • diafysárne fraktúry kosti ramennej Indikácie pre podložku HS3.0 <ul style="list-style-type: none"> • Pri izolovaných skrutkách, aby sa zabránilo tomu, že sa skrutky pri kompresii zanoria do kosti (osteosyntéza pomocou ťažnej skrutky).
Systém INTEOS na kosť vretennú Základný UDI DI: 9009728Radius_Ulna9S Dlahy na vretennú kosť 775-11x-xxx-xxx-S 775-13x-xxx-xxx-S 775-140-xxx-xxx-S 775-150-xxx-xxx-S až 775-153-xxx-xxx-S 777-112-xxx-xxx-S až 777-16x-xxx-xxx-S Dlahá na lakťovú kosť 775-190-00x-xxx-S 777-190-00x-xxx-S Spojovacia a artrodézna dlahá 775-120-000-003-S 775-155-xxx-xxx-S 775-160-xxx-xxx-S	Indikácie pre dlahy na vretennú kosť <ul style="list-style-type: none"> • Ošetrenie chybného postavenia alebo nestability pri zlomenine zápästného kĺba na typickom mieste (zlomenina vretennej kosti loco typico) s postihnutím alebo bez postihnutia kĺba. • Korekčná osteotómia v blízkosti kĺba pri chybnom postavení po zlomenine / zhojení zlomeniny zápästného kĺba. Indikácie pre dlahu lakťovej kosti <ul style="list-style-type: none"> • Ošetrenie chybného postavenia alebo nestability pri zlomenine zápästného kĺba na typickom mieste (zlomenina kosti lakťovej) bez postihnutia kĺba (fraktúra 23-A1) • Korekčná osteotómia v blízkosti kĺba pri chybnom postavení po zlomenine / zhojení zlomeniny zápästného kĺba. Indikácie pre spojovaciu a artrodéznú dlahu <ul style="list-style-type: none"> • Čiastočná alebo úplná artrodéza zápästného kĺbu. Ďalšie absolútne kontraindikácie <ul style="list-style-type: none"> • (Predovšetkým) ulno-dorzálne položený a posunutý kus kĺba, ktorý nie je možné zo strany ohýbača dostatočne reponovať a fixovať (Baronova fraktúra, AO klasifikácia B2) • Otvorená zlomenina zápästného kĺba stupeň 2 alebo 3 so znečistením rany bez intraoperačne dostatočne možného vyčistenia alebo krytia mäkkých častí
Systém olekranon Základný UDI DI: 9009728ElbowER 730-135-xxx-xxx-S 730-145-xxx-xxx-S	Indikácie <ul style="list-style-type: none"> • Extraartikulárne a intraartikulárne zlomeniny lakťového výberžku • Pseudoartróza a osteotómie proximálnej časti kosti lakťovej

Produktová skupina	Indikácie a kontraindikácie
INTEOS 2.5 Koronoidný systém Základný UDI DI: 9009728ElbowER 777-17x-xxx-xxx-S	Indikácie: <ul style="list-style-type: none"> Zlomeniny koronoidu proximálnej kosti laktbovej
INTEOS 2.5 Systém pre hlavu kosti vretennej Základný UDI DI: 9009728ElbowER 777-18x-xxx-xxx-S	Indikácie <ul style="list-style-type: none"> Zlomeniny proximálnej kosti vretennej Osteotómie v proximálnej kosti vretennej
Systém na distálnu časť kosti ramennej Základný UDI DI: 9009728ElbowER 770-120-00x-xxx-S až 770-122-00x-xxx-S 770-14x-xxx-xxx-S	Indikácie <ul style="list-style-type: none"> Extraartikulárne a intraartikulárne zlomeniny, pseudoartrózy a osteotómie distálnej časti kosti ramennej Ďalšie relatívne kontraindikácie <ul style="list-style-type: none"> Izolované fraktúry diafýzy
Systém na proximálnu časť kosti ramennej Základný UDI DI: 9009728HumerusCA 770-115-0xx-xxx-S 770-135-00x-xxx-S 770-136-00x-xxx-S 770-125-003-004-S 770-126-030-003-S	Indikácie <ul style="list-style-type: none"> Zlomeniny proximálnej časti kosti ramennej Pseudoartrózy v proximálnej časti kosti ramennej Osteotómie v proximálnej časti kosti ramennej Ďalšie relatívne kontraindikácie <ul style="list-style-type: none"> Izolované fraktúry diafýzy
Systém na kosť lýtkovú Základný UDI DI: 9009728lower_limbsLF 798-110-10x-0xx-S 798-110-20x-0xx-S 798-110-21x-0xx-S	Indikácie <ul style="list-style-type: none"> Extraartikulárne a intraartikulárne zlomeniny, pseudoartrózy a osteotómie distálnej časti kosti lýtkovej
Nožný systém Základný UDI DI: 9009728lower_limbsLF 731-140-030-00x-S INTEOS Nožný rovná dlahu úzky 731-140-035-00x-S INTEOS Nožný rovná dlahu široký 731-141-00x-00x-S INTEOS Lisfranca 731-142-00x-00x-S INTEOS Lapidus plantárny 731-143-00x-00x-S INTEOS Lapidusa dorsomediálny 731-144-100-00x-S INTEOS Talonaviculárny malý 731-144-300-00x-S INTEOS Talonaviculárny veľký 731-145-xxx-00x-S INTEOS MTP-1	Indikácie <ul style="list-style-type: none"> Zlomeniny, osteotómie a artrodézy nohy
Systém na päťovú kosť Základný UDI DI: 9009728lower_limbsLF 731-100-00x-0xx-S 731-110-00x-0xx-S 731-111-x35-0xx-S	Indikácie <ul style="list-style-type: none"> Extraartikulárne a intraartikulárne zlomeniny kosti pätovej
Systém na tibiú Základný UDI DI: 9009728lower_limbsLF 797-11x-xxx-0xx-S Systém pre distálnu tibiú 797-12x-xxx-0xx-S Systém pre proximálnu tibiú	Indikácie pre systém pre distálnu tibiú <ul style="list-style-type: none"> Metafyzárne extraartikulárne a intraartikulárne zlomeniny distálnej tibié Indikácie pre systém pre proximálnu tibiú <ul style="list-style-type: none"> Metafyzárne extraartikulárne a intraartikulárne zlomeniny proximálnej tibié

Produktová skupina	Indikácie a kontraindikácie
<p>Systém dláh na zlomeniny kľúčnej kosti Základný UDI DI: 9009728ClavicleP2</p> <p>Dlahy na zlomeniny tela kľúčnej kosti 750-100-010-0xx-S 750-100-030-007-S 750-100-030-107-S 750-100-011-0xx-S 750-100-040-0xx-S 750-100-06x-0xx-S 750-100-06x-1xx-S</p> <p>Dlahy na kľúčnu kosť s háčkmi 750-100-1xx-0xx-S 750-100-11x-xxx-S 750-100-14x-xxx-S 750-100-17x-xxx-S</p> <p>Dlahy na kľúčnu kosť laterálne 750-100-015-005-S 750-100-05x-xxx-S</p>	<p>Indikácie pre dlahy kľúčnej kosti pri zlomeninách diafýzy kľúčnej kosti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zlomeniny diafýzy kľúčnej kosti (v strednej tretine kľúčnej kosti) • Osteotómia a pseudartrózy kľúčnej kosti <p>Indikácie pre dlahy kľúčnej kosti INTEOS s háčkmi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zlomeniny laterálnej časti kľúčnej kosti: Neer, typ II, alebo Jäger a Breitner, typ II • Dislokácie akromioklavikulárneho kĺba typu: Tossy III alebo Rockwood III až V • Pseudartróza • Rekonštrukcie väzov AC kĺba <p>Indikácie pre dlahy laterálnej časti kľúčnej kosti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zlomeniny laterálnej časti kľúčnej kosti • Pseudartróza (relatívna) • Rekonštrukcie väzov AC kĺba (relatívne) <p>Ďalšie relatívne kontraindikácie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabilná zlomenina laterálnej časti kľúčnej kosti • Tossy, typ I a II • Rockwood typ I a I
<p>HCP systém na kľúčnu kosť Základný UDI DI: 9009728Bone_NailC2</p> <p>705-170-028-200-S 705-170-128-200-S</p>	<p>Indikácie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zlomeniny diafýzy kľúčnej kosti (v oblasti strednej tretiny kľúčnej kosti) • Malunion a pseudoartrózy kľúčnej kosti • HCPd - dynamické vyhotovenie: jednoduché, krátke šikmé alebo priečne fraktúry, pri ktorých nie je potrebné obávať sa skrátene • HCPs - statické vyhotovenie: komplikované zlomeniny s viacerými fragmentmi alebo trieštivé zlomeniny, pri ktorých chceme nastaviť dĺžku. <p>Ďalšie relatívne kontraindikácie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tvrdé a úzke kľúčne kosti s viditeľným odporom počas vrtania a/alebo umiestňovania pinu
<p>Skrutky INTEOS Základný UDI DI: 9009728INTEOS_ScrewsM4</p> <p>716-1xx-xxx-xxx-S</p>	<p>Indikácie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bez samostatnej indikácie, indikácia je daná príslušnými kostnými dlahami. <p>Indikácie v spojení s podložkou HS3.0</p> <p>Podložka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aby sa v prípade izolovaných skrutiek zabránilo ich zapusteniu do kosti pri kompresii (osteosyntéza ťažnej skrutky).
<p>Skrutky OSTYS Základný UDI DI: 9009728OSTYS_Screws9H</p> <p>Skrutky OSTYS Ø 3,0, Ø 3,5, Ø 4,0, Ø 4,5 717-1xx-030-0xx-S 717-1xx-035-0xx-S 717-1xx-040-0xx-S 717-1xx-045-0xx-S</p> <p>Skrutky OSTYS Ø 6,5, Ø 7,3 717-1xx-065-0xx-S 717-1xx-073-0xx-S</p> <p>Kompresné skrutky OSTYS 717-110-xxx-xxx-S 717-120-xxx-xxx-S 717-121-xxx-xxx-S</p> <p>717-18-xxx-xxx-S U podložka OSTYS</p>	<p>Indikácie pre skrutky OSTYS Ø 3,0, Ø 3,5, Ø 4,0, Ø 4,5 a kompresné skrutky OSTYS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fixácie zlomenín drobných kostí a drobných úlomkov kosti <p>Indikácie pre skrutky OSTYS Ø 6,5, Ø 7,3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fixácie zlomenín s veľkými úlomkami
<p>ESIN (HSNesin & FGO) Základný UDI DI: 9009728ESIN6E</p> <p>705-100-0xx-400-S 705-101-0xx-400-S 705-101-xxx-xxx-S 716-150-xxx-xxx-S</p>	<p>Indikácie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diafysárne fraktúry dlhých rúrkovitých kostí (u detí a dospelých s ešte neuzavretými rastovými štrbinami) • Diafysárne fraktúry dlhých rúrkovitých kostí horných končatín (u dospelých) <p>Ďalšie relatívne kontraindikácie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pri zlomenine nohy: hmotnosť pacienta nad 50 kg

Odkazy na ďalšie dokumenty (vždy v aktuálnej verzii):

- 1) Prehľad článkov o detailoch týkajúcich sa produktu
- 2) Operačné návody s informáciami špecifickými pre implantát a operačnú techniku
- 3) Súhrn parametrov bezpečnosti a klinického výkonu bude po uvoľnení modulu k dispozícii v európskej databáze zdravotníckych prostriedkov: <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>

Poznámka: Odkaz na EUDAMED bude k dispozícii až po aktivácii európskej databázy zdravotníckych pomôcok EUDAMED. Do aktivácie je súhrnná správa o bezpečnosti a klinickom výkone dostupná aj na požiadanie na adrese quality@hofer-medical.com.

Výrobca:

Hofer GmbH & Co KG;
Jahnstraße 10-12;
8280 FÜRSTENFELD;
RAKÚSKO

CE0483

Stav: 2024-04-10

Súbor: IFU Implants Titan steril SK- Informácie o použití implantáty titánu sterilné - 04_2024

Opis špecifických symbolov označujúcich produkty spoločnosti Hofer:



Len na použitie príslušne kvalifikovaným klinickým personálom.



Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá bola sterilizovaná ožarovaním.



Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá sa nesmie používať, ak je obal poškodený alebo otvorený.



Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá musí byť chránená proti vlhkosti.



Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá si vyžaduje ochranu pred zdrojmi svetla.



Označuje zdravotnícku pomôcku, ktorá sa nesmie opätovne sterilizovať.



Označuje dátum, po ktorom sa zdravotnícka pomôcka už nesmie používať.



Uvádza dátum, kedy bola zdravotnícka pomôcka vyrobená.



Zdravotnícka pomôcka



Dvojité sťahovacie puzdro s vnútorným ochranným vreckom